

De LaserCane werkt op 2 standaard AA penlicht batterijen. Bij regelmatig gebruik gaan de batterijen 6 maanden mee. Deze zijn eenvoudig te vervangen.

Vraag een testperiode aan:

importeur:



VILLERIUSMEDICAL

Voor meer informatie:

VILLERIUS MEDICAL

T: 020-6737558

E: info@villeriusmedical.eu

W: www.villeriusmedical.eu



het stabiele voetstuk
is optioneel

De LaserCane

Ontwikkeld voor mensen die 'freezen' en minimale loopondersteuning nodig hebben.

De LaserCane biedt de zekerheid om 'freeze' momenten op te heffen door het geïntegreerde laserlicht.

De LaserCane geeft de stabiliteit van een solide en tevens lichtgewicht wandelstok.

De LaserCane is licht

Van hoge kwaliteit

Er zijn duizenden mensen die hun voordeel doen bij deze technologie.

In hoogte verstelbaar

Optie:
stabiel voetsuk



Beschikt over een geïntegreerd laserlicht die een heldere projectie op de grond geeft om middels deze cue het 'freezen' op te heffen. Het laserlicht gaat aan wanneer de stok de grond raakt, en is uit wanneer de stok de grond niet raakt.

De LaserCane

Neem normale stappen met de LaserCane. Wanneer de stok is aangezet dan zal er bij iedere keer dat de stok op de grond wordt neergezet een helder rode laserstreep te zien zijn. Het laserlicht is een veilige, visuele 'cue' die mensen met Parkinson de mogelijkheid biedt om 'freeze' momenten op te heffen en de afstand van de stappen te vergroten.



“dankzij de LaserCane loop ik zelfstandig”

Lopen kan weer met de zekerheid van het effectief opheffen van 'freeze' momenten.

Door op de rode knop te drukken, projecteert u een rode streep op de grond. Wanneer u zich op deze streep richt en daar overheen stapt is het 'freezing moment' voorbij.

